

Hopital:

Nom:

Fonction:

Date:

Préférences Utilisateurs - STAN S41

Possibilité de choisir les paramétrages qui vous conviennent pour votre travail quotidien avec le STAN S41. Merci de cocher/ d'écrire vos préférences.

Paramètre Description

Nom de la machine 3 lettres pour nommer la machine.

Thème des couleurs d'écran Thème de couleur utilisé pour l'écran

Conditions d'alarme sonore Définissez les priorités des conditions d'alarme qui doivent générer une alarme sonore

Volume de l'alarme Volume des alarmes sonores

Délai désactivation du menu Durée d'inactivité avant retour à l'écran par défaut. Intervalle compris entre. 10 et 60 sec.

Son des touches Production ou non d'un son lors de l'utilisation des touches tactiles et de la molette

Imprimer PNI Impression ou non des mesures de PNI

Imprimer tendance RCM Impression ou non du rythme cardiaque maternel sous forme de tracé

Délai d'impression Arrêt de l'impression après un certain délai ou désactivation du délai (OFF pour une impression continue)

Options

Ex.3 équipements **Neoventa Medical**, **NMA**, **NMB**, **NMC**

Machine 1:..... Machine 4:.....

Machine 2:..... Machine 5:.....

Machine 3:..... Machine 6:.....

Noir	Vert	Rose
------	------	------

Son désactivé	Haut	Haut et moyen	Haut, moyen et bas
---------------	------	---------------	--------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

Durée d'inactivité :..... Sec	off
-------------------------------	-----

on	off
----	-----

on	off
----	-----

on	off
----	-----

10	20	30	40	50	60	120	off
----	----	----	----	----	----	-----	-----

Paramètre	Description	Option								
Imprimer valeur tendancielle	Intervalle de temps pour l'impression des valeurs des paramètres maternels, en minute	off	5	10	15	20	30	40	50	60
Imprimer l'ECG foetal moyen	Impression ou non, et fréquence d'impression du FECG moyen sur les sorties imprimées	off	2 min	4 min	5 min					
Couleur quadrillage RCF	Définit les couleurs de fond du quadrillage CTG à l'écran	NICE 1999/ BJOG 2007		FIGO 1992/ NICE 2007		FIGO 2015		SFOG 2017		
Décalage des tracés RCF	Définit si RCF2 et RCF3 seront affichés avec un décalage de -20 ou de +20 bpm, respectivement, à l'écran et sur papier	off	FHR2 +20, FHR3 -20							
Alarmes fœtales	Définit si des alarmes seront générées pour un rythme cardiaque fœtal élevé/bas pour RCF1 et FECG	on	off							
Alarme déconnexion de capteur	Définit si des alarmes sont générées lorsque les capteurs RCF et TOCO sont déconnectés	on	off							
Seuil d'alarme haute RCF	Seuil pour l'alarme RCF haute (bpm). 111 à 210.	Valeur:.....		off						
Seuil d'alarme basse RCF	Seuil pour l'alarme RCF basse (bpm). 50 à 159.	Valeur:.....		off						
Délai d'alarme RCF (s)	Délai avant génération d'alarmes RCF haute/basse (secondes). 0 à 300.	Valeur:.....		off						
Sensibilité TOCO	Sensibilité Toco (unités relatives)	50%	100%	200%						
Niveau ligne de base TOCO	Niveau de ligne de base appliqué après utilisation de la fonction « Zéro TOCO »	0	5	10	15	20				
Alarme déconnexion de capteur	Définit si des alarmes sont générées lorsque les capteurs FECG et PIU sont déconnectés	on	off							
Retour sonore rythme cardiaque	État d'activation par défaut de la génération d'un retour sonore pour les battements cardiaques détectés avec FECG	on	off							
Alarme MECG	Génération ou non de niveau d'alarme pour le RCM calculé à partir du signal MECG	on	off							

Paramètre	Description	Option	
Seuil d'alarme haute RCM	Seuil pour l'alarme RCM haute (avec capteur MECG). 16 à 300.	Valeur:.....	off
Seuil d'alarme basse RCM	Seuil pour l'alarme RCM basse (avec capteur MECG). 15 à 299.	Valeur:.....	off
Seuil alarme haute FR	Seuil pour l'alarme RCM haute (avec capteur SpO2). 1 à 150.	Valeur:.....	off
Seuil alarme basse FR	Seuil pour l'alarme RCM basse (avec capteur SpO2). 0 à 149.	Valeur:.....	off
Seuil alarme basse MSpO2	Seuil pour l'alarme SpO2 basse. 0 à 99.	Valeur:.....	off
Seuil d'alarme haute PAM	Seuil pour l'alarme PAM haute. 0 à 99.	Valeur:.....	off
Seuil d'alarme basse PAM	Seuil pour l'alarme PAM haute. 15 à 299.	Valeur:.....	off
Niveau d'alarme SYS	Génération ou non de niveaux d'alarme PNI en fonction de la pression systolique (SYS)	on	off
Seuil d'alarme haute SYS	Seuil d'alarme PNI systolique haute. 41 à 280.	Valeur:.....	off
Seuil d'alarme basse SYS	Seuil d'alarme PNI systolique basse. 40 à 279.	Valeur:.....	off
Niveau d'alarme DIA	Génération ou non de niveaux d'alarme PNI en fonction de la pression diastolique (DIA)	on	off
Seuil d'alarme haute DIA	Seuil d'alarme PNI diastolique haute. 10 à 210.	Valeur:.....	off
Seuil d'alarme basse DIA	Seuil d'alarme PNI diastolique basse. 10 à 219	Valeur:.....	off